

MODO DE EMPLEO

A. CARGAR EL APLICADOR TSU ALLFLEX



1
Cojan un TSU (aguja + pieza conectora + tubo recolector).



2a
Abran el anillo TSU de retención por las pinzas.



2b
Introduzcan el TSU como se muestra en las imágenes.



2c
Después introduzca el TSU, cierre el anillo de retención para bloquear el tubo.



3a
Apriete cuidadosamente las pinzas hasta que el pistón alargado se frene con la pieza conectora roja.



3b
La aguja ha quedado completamente agarrada. Una vez la aguja quede introducida en el pistón puede liberar los mangos.



4
Ahora pueden retirar la pieza conectora haciendo clic en él usando las dos manijas rojas.



5
Las pinzas están cargadas y listas para usar. En primera instancia el proceso de cargado parece largo pero con su uso debería realizarse en unos segundos.



PRE-CAUCIÓN
No cortarse los dedos con la aguja metálica. ¡Es muy afilada!

B. TOMAR UNA MUESTRA DE MUESCA DE LA OREJA



1a
Deslice las pinzas cargada por la oreja y posicione el perforador a 1 o 2 cm del borde de la oreja.



1b
Trate de evitar venas grandes y rugosidades. La muestra debería extraerse con un movimiento rápido y fluido.



2a
Retire el tubo TSU por las pinzas abriendo el anillo de retención y deslizando el tubo.



2b
Se debería de ver una muestra de tejido dentro del tubo.



3
Retire la aguja usada de las pinzas tirando de las manijas. Esto afloja la aguja y facilita la extracción. La aguja no es reutilizable dado que no tiene el émbolo rojo.



El TSU es de uso único. ¡Ni los tubos ni las agujas pueden ser reutilizadas! Vean la diferencia entre un TSU nuevo y uno usado.



En el TSU usado se ve un émbolo rojo indicando que el tubo contiene una muestra y no puede ser usado de nuevo.



DESECHAR LA AGUJA DE FORMA SEGURA!
Cuidado: la aguja es muy afilada, ¡cuidado con los dedos!

MANTENIMIENTO DE SU APLICADOR TSU

LIMPIEZA

- Limpie el aplicador con un paño para eliminar cualquier suciedad.
- No lavar con agua o con restos de lavado ácido de la planta de ordeño; esto puede causar que el aplicador se oxide.



MANTENIMIENTO

- Después de la limpieza, proteja la pieza móvil de metal cubriéndola con aceite de mantenimiento; esto ayudará a liberar las piezas y a prevenir la oxidación.
- No utilice pintura en aerosol a base de zinc en las partes móviles, esto puede afectarlas.



STORAGE

- Después del mantenimiento y limpieza, guarde en una bolsa hermética para evitar la oxidación.
- No guardar en condiciones húmedas.



Allflex Australia Pty Ltd
33 Neumann Road
Capalaba QLD 4157
Australia
P: 1300 138 247
F: 07 3245 9110
www.allflex.com.au

Allflex New Zealand Ltd
Private Bag 11003
Palmerston North
New Zealand
P: 06 356 7199
F: 06 355 3421
www.allflex.co.nz



Identify the Difference